

## MaSC共用機器室の新規装置

下記①、②、③の新規装置を設置しました。

- ① UV樹脂硬化装置 (共用機器室1)
- ② 回転研磨装置 (共用機器室1)
- ③ 実体顕微鏡用デジタルカメラ (共用機器室3)

MaSC共用機器利用の際に、サンプルの前処理や観察等が必要な場合に御使用下さい。  
それ以外の利用は禁止といたします。

各装置の説明書は装置脇に設置してあります。  
使用される場合は、記録簿に必ず記載するようにしてください。

当面の期間、試用期間として使用料金の請求はいたしません。

保管場所



設置場所




### ②回転研磨装置(共用機器室1)

粗い～細かい研磨用紙を準備しています。  
操作もON-OFFと回転方向、スピード2段階設定だけのため、簡単に使用できます。

### ①UV樹脂硬化装置(共用機器室1)

専用容器に専用UV樹脂と試料を入れて電源ONにすると、容器内の樹脂が約1分間で硬化します。  
サンプル加工に便利です。



### ③実体顕微鏡用デジタルカメラ(共用機器室3)

従来使用していたカメラ故障のため新規購入しました。  
200万画素で広視野でPCモニターで見る事ができます。  
スケールゲージ機能もあります。  
データはSDカードでの取出しとなります。